

Anti-Cathepsin G Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P08311

Artikelnummer: CM0003693



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches Cathepsin G, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt das an antimikrobieller Aktivität und Aktivierung von Immunzellen beteiligte 29 kDa-Protease. Entwickelt für die Forschung in Immunologie und Infektionskrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cathepsin G Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CG; CATG; Cathepsin G
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1511
Gen-ID	1511
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 156-255 von menschlichem Cathepsin G (NP_001902.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P08311
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel