

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Cathepsin-G-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P08311

Artikelnummer: CM0014155



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Anti-Cathepsin-G-Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal zur Untersuchung der Funktionen von Serinproteasen bei Entzündung, Infektion und Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cathepsin-G-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CG; CATG; Cathepsin G
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1511
GeneID	1511
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 75-190 des humanen Cathepsin G (NP_001902.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08311
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Kühlakku