

## Anti-Cathepsin H Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P09668

Artikelnummer: CM0007093



### Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Pro-Cathepsin H (UniProt P09668), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus. Ideal für die Untersuchung des lysosomalen Proteinabbaus und der Cysteinprotease-Funktion.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Cathepsin H Kaninchen mAb                                                                                                          |
| Bemerkungen/Alias | ACC4; ACC5; CPSB; ACC-4; ACC-5; Cathepsin H                                                                                        |
| Spezies           | Human                                                                                                                              |
| Gen-ID            | 1512                                                                                                                               |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 150-250 von humanem Cathepsin H (NP_004381.2) enthält. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                          |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                             |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus                                                                                                                        |
| SWISS             | P09668                                                                                                                             |
| Proteingewicht    | 37kDa                                                                                                                              |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                          |