

Polyklonaler Anti-Cathepsin-K-(Ctsk)-Antikörper Für Wb Und Elisa - P43235

Artikelnummer: CM0020961



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CTSK (Cathepsin K), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem CTSK. Ziel ist eine Thiolprotease, die am Knochenabbau und am Abbau der extrazellulären Matrix beteiligt ist. Ideal für die Erforschung von Osteoklasten und des Knochenumbaus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CTSK-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CTSO; PKND; PYCD; CTS02; CTS01; CTS02; CTSK
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1513
GeneID	1513
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 115-329 des humanen CTSK (NP_000387.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P43235
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Kühlakku