

## Anti-Cathepsin L Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P07711

Artikelnummer: CM0006462



### Einführung

Cathepsin L Kaninchen mAb für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes Cathepsin L (38 kDa). Wichtiges Thiolprotease in Lysosomen, Antigenprozessierung und viralen Eintritt. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Cathepsin L Kaninchen mAb                                                                                                                                |
| Bemerkungen/Alias | MEP; CATL; CTSL1; Cathepsin L                                                                                                                            |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                                   |
| GenID             | 1514                                                                                                                                                     |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 100-200 von humanem Cathepsin L (NP_001903.1) enthält. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                                |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                                   |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                                                   |
| SWISS             | P07711                                                                                                                                                   |
| Proteinmasse      | 38 kDa                                                                                                                                                   |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                                |