

Anti-Cathepsin-L/V/K/H-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P07711

Artikelnummer: CM0016372



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Cathepsin L/V/K/H, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur lysosomalen Proteolyse, zum viralen Eintritt und zur Zelldifferenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Cathepsin L/V/K/H Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MEP; CATL; CTS1; Cathepsin L/V/K/H
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1514
GeneID	1514
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 114-333 des humanen Cathepsins L/V/K/H (NP_001903.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07711
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Ice-Pack