

Anti-Cathepsin L/V/K/H Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P07711/O60911/P43235/P09668

Artikelnummer: CM0008338



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Cathepsin L/V/K/H, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Detektiert eine Bande bei ~38 kDa. Lysosomale Cysteinprotease beteiligt an Proteinabbau und Antigenprozessierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cathepsin L/V/K/H Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MEP; CATL; CTSL1; Cathepsin L/V/K/H
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1514
Gen-ID	1514/1515/1513/1512
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem Cathepsin L/V/K/H (P07711) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07711/O60911/P43235/P09668
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Eisbeutel