


Anti-Cathepsin S Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - O70370

Artikelnummer: CM0028525



Einführung

Anti-Cathepsin S Kaninchen-Polyklonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA in Maus und Ratte. Cathepsin S ist eine lysosomale Thiolprotease, die an der MHC-Klasse-II-Antigenpräsentation und Juckreizsignalübertragung beteiligt ist. Ideal für die IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cathepsin S Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Cats
Spezies	Maus
GeneID (human)	1520
GeneID	13040
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 18-340 von Maus-Cathepsin S (NP_067256.4) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O70370
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Kühltasche