


Anti-Kationen-Unabhängiges M6Pr (Igf2R) Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P11717

Artikelnummer: CM0005116



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Kationen-unabhängiges M6PR (IGF2R) für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zu lysosomalem Transport und IGF2-Signalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kationen-unabhängiges M6PR (IGF2R) Kaninchen mAb
Alias	MPR1; MPRI; CD222; CIMPR; M6P-R; MPR300; CI-M6PR; MPR 300; M6P/IGF2R; Kationen-unabhängiges M6PR (IGF2R)
Spezies	Mensch
Gen-ID	3482
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 2392-2491 des humanen Kationen-unabhängigen M6PR (IGF2R) (NP_000867.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Mensch, Maus, Ratte	
SWISS	P11717
Proteingewicht	274 kDa
Versand	Eisbeutel