


Anti-Kationen-Unabhängiger M6Pr (Igf2R) Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P11717

Artikelnummer: CM0018199



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanen kationen-unabhängigen M6PR (IGF2R, CD222). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA mit Reaktivität in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu lysosomalem Transport und IGF-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kationen-unabhängiger M6PR (IGF2R) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	MPR1; MPRI; CD222; CIMPR; M6P-R; MPR300; CI-M6PR; MPR 300; M6P/IGF2R; Cation-independent M6PR (IGF2R)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3482
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 2327-2491 des humanen kationen-unabhängigen M6PR (IGF2R) (NP_000867.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11717
Proteinmasse	274 kDa
Versand	Eisbeutel