


Anti-Cation-Unabhängiger M6Pr (Igf2R) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P11717

Artikelnummer: CM0002801



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanen Cation-unabhängigen M6PR (IGF2R). Validiert für WB, IHC-P, ELISA Anwendungen mit Kreuzreaktivität für Mensch und Ratte. Geeignet für die Erforschung des lysosomalen Transports und der IGF2-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cation-unabhängiger M6PR (IGF2R) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MPR1; MPRI; CD222; CIMPR; M6P-R; MPR300; CI-M6PR; MPR 300; M6P/IGF2R; Cation-unabhängiger M6PR (IGF2R)
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	3482
GeneID	3482
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 2140-2300 des humanen Cation-unabhängigen M6PR (IGF2R) (NP_000867.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P11717
Proteingewicht	274kDa
Versand	Eistasche