


## Anti-Cation-Unabhängiger M6Pr (Igf2R) Kaninchen-Polymab® Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P11717

Artikelnummer: CM0006334



### Einführung

Hochwertiger Anti-Cation-unabhängiger M6PR (IGF2R) Kaninchen-rekombinanter monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für Studien zum lysosomalen Transport und zur IGF2-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Cation-unabhängiger M6PR (IGF2R) Kaninchen-PolymAb®                                                                                                      |
| Bemerkungen/Alias | MPR1; MPRI; CD222; CIMPR; M6P-R; MPR300; CI-M6PR; MPR 300; M6P/IGF2R                                                                                     |
| Spezies           | Human                                                                                                                                                    |
| GeneID (Human)    | 3482                                                                                                                                                     |
| GeneID            | 3482                                                                                                                                                     |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 2140-2300 des humanen Cation-unabhängigen M6PR (IGF2R) enthält (NP_000867.3) |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                                                |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                                   |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                           |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                                                       |
| SWISS             | P11717                                                                                                                                                   |
| Protein-Gewicht   | 274kDa                                                                                                                                                   |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                                |