


Monoklonaler Anti-Caveolin-1-Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q03135

Artikelnummer: CM0008957



Einführung

Maus-monoklonaler Antikörper gegen humanes Caveolin-1 (VIP21, CGL3). Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Caveolin-1 ist ein wichtiger struktureller Bestandteil der Caveolae-Membranen und an der Signaltransduktion sowie dem Lipidtransport beteiligt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Caveolin-1-Maus-mAb
Bemerkungen/Alias	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	857
GeneID	857
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-80 des humanen Caveolin-1 (NP_001744.2) enthält.
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q03135
Proteingewicht	17 kDa/20 kDa
Versand	Kühlakku