


Anti-Caveolin-1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Ip, Elisa - Q03135

Artikelnummer: CM0007032



Einführung

CamelBio bietet rekombinanten Anti-Caveolin-1 Kaninchen mAb für WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Unterstützt Studien zur Caveolae-Bildung, T-Zell-Aktivierung und Wnt-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Caveolin-1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085; Caveolin-1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	857
GenID	857
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-80 des menschlichen Caveolin-1 (NP_001744.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q03135
Proteinmasse	20kDa
Versand	Eisbeutel