


Anti-Caveolin-1 Polyklonaler Antikörper Für If/Icc Und Elisa - Q03135

Artikelnummer: CM0016454



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Caveolin-1, geeignet für IF/ICC und ELISA. Ideal für die Erforschung von Caveolae, Membransignalgebung und T-Zell-Aktivierung. SWISS: Q03135.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Caveolin-1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085; Caveolin-1
Spezies	Human
GeneID (Human)	857
GeneID	857
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-100 von humanem Caveolin-1 (NP_001744.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q03135
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eistasche