


Anti-Caveolin-1 Kaninchen Mab (Ko Validiert) Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q03135

Artikelnummer: CM0002869



Einführung

Hochspezifischer Anti-Caveolin-1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, KO validiert, geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt menschliches, murines und Ratten-Caveolin-1. Ideal für die Forschung zur Caveolae-Biologie und Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] Caveolin-1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085; Caveolin-1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	857
Gen-ID	857
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 1-80 von menschlichem Caveolin-1 enthält (NP_001744.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q03135
Proteinmasse	17 kDa/20 kDa
Versand	Eisbeutel