

Anti-Caveolin-2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P51636

Artikelnummer: CM0011905

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Caveolin-2, validiert für WB, IHC-P, IP und ELISA. Reagiert mit Human und Maus, detektiert ein 18kDa Caveolae-Gerüstprotein, das an MAPK-Signaltransduktion und Caveolae-Bildung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Caveolin-2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CAV; Caveolin-2
Spezies	Human
GeneID (Human)	858
GeneID	858
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P51636
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel