

Anti-Caveolin-2-Kaninchen-Pab Für Wb - P51636

Artikelnummer: CM0021000

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-Caveolin-2-Kaninchenantikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Rekombinantes Immunogen. Ideal für die Erforschung der Caveolae-Bildung und der Zell-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Caveolin-2-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	CAV; Caveolin-2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	858
GeneID	858
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-65 des menschlichen CAV2 (NP_001224.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51636
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Kühlakku