

Anti-Caveolin-3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P56539

Artikelnummer: CM0030639

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen menschliches Caveolin-3, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus (vorausgesagte Bande ~17 kDa). Für die Erforschung von Sarkolemm-Reparatur, Caveolae und Muskelerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Caveolin-3 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	LQT9; MPDT; RMD2; VIP21; LGMD1C; VIP-21; Caveolin-3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	859
Gen-ID	859
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-151 von menschlichem Caveolin-3 (NP_001225.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P56539
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Eisbeutel