

Anti-Caveolin-3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P56539

Artikelnummer: CM0009449

Einführung

Hochwertiger kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes Caveolin-3 (P56539) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Caveolar-Funktion und muskelspezifischer Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Caveolin-3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	LQT9; MPDT; RMD2; VIP21; LGMD1C; VIP-21; Caveolin-3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	859
GenID	859
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-151 von humanem Caveolin-3 (P56539) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P56539
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel