

## Anti-Cavin2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O95810

Artikelnummer: CM0021132

### Einführung

Hochwertiger anti-CAVIN2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung der Funktion von Caveolae-assoziiertem Protein 2 (cavin-2/PS-p68) bei Membrankrümmung und Caveolae-Biologie.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CAVIN2 Rabbit pAb                                                                                                       |
| Anmerkungen/Alias | SDR; SDPR; PS-p68; cavin-2; CAVIN2                                                                                      |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                  |
| Gen-ID (Mensch)   | 8436                                                                                                                    |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 325-425 von menschlichem CAVIN2 (NP_004648.1) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                               |
| Kategorie         | Polyclonale Antikörper                                                                                                  |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                        |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                     |
| SWISS             | O95810                                                                                                                  |
| Proteinmasse      | 47KDa                                                                                                                   |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                               |