

Anti-Cbfa2T2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O43439

Artikelnummer: CM0030037

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CBFA2T2, einen Transkriptions-Korepressor, der an der Pluripotenz von ES-Zellen beteiligt ist, für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CBFA2T2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EHT; p85; MTGR1; ZMYND3
Spezies	Human
GeneID (Human)	9139
GeneID	9139
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 325-604 des humanen CBFA2T2 (NP_005084.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O43439
Proteingewicht	67 kDa
Versand	Eisbeutel