


Anti-Cbfa2T3-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - O75081

Artikelnummer: CM0015334



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen den transkriptionellen Korepressor CBFA2T3 (ETO2/MTG16) für WB und ELISA. Validiert in humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Erforschung der Transkriptionsregulation und von Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CBFA2T3-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Aliase	ETO2; MTG16; MTGR2; ZMYND4; RUNX1T3; CBFA2T3
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	863
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 593-653 des humanen CBFA2T3 entspricht (NP_005178.4).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75081
Proteingewicht	71 kDa
Versand	Eisbeutel