

Anti-Cbfb Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q13951

Artikelnummer: CM0012025



Einführung

Hochwertiger kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CBFB (Core-binding factor subunit beta). Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung von CBF/RUNX-Transkriptionsfaktorkomplexen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CBFB Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CLCD2; PEBP2B
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	865
Gen-ID	865
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-182 des humanen CBFB (NP_001746.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13951
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel