


Anti-Cbl Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P22681

Artikelnummer: CM0013972



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CBL (E3 Ubiquitin-Protein-Ligase) für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Validiert in humanen, murinen und rattengeweben. Ideal für die Untersuchung von Ubiquitinierung, Signaltransduktion und Krebsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CBL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CBL2; NSLL; C-CBL; RNF55; FRA11B; CBL
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	867
Gen-ID	867
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 850-906 von humanem CBL (NP_005179.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22681
Proteingewicht	100kDa
Versand	Eisbeutel