


Anti-Cbl-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P22681

Artikelnummer: CM0007514



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen die humane E3-Ubiquitin-Protein-Ligase CBL (P22681) für Western Blot, IHC-P, IP und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Signaltransduktion und die onkologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CBL-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CBL2; NSLL; C-CBL; RNF55; FRA11B; CBL
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	867
Gen-ID	867
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 850-906 des humanen CBL (NP_005179.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22681
Proteinmasse	100 kDa
Versand	Kühlakku