


Anti-Cbl Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P22681

Artikelnummer: CM0025759



Einführung

CBL Kaninchen-Polyklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt menschliches CBL, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Entwickelt für die Forschung an E3-Ubiquitin-Ligase-Signalwegen und der Regulation von Rezeptortyrosinkinasen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CBL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CBL2; NSLL; C-CBL; RNF55; FRA11B; CBL
Spezies	Mensch
GeneID (human)	867
GeneID	867
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 850-906 von humanem CBL (NP_005179.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22681
Protein-Gewicht	100kDa
Versand	Eistasche