

Anti-Cblb Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Elisa - Q13191

Artikelnummer: CM0024299



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen CBLB (Cbl-b, RNF56), validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Detektiert humanes, murines und Ratten-CBLB. E3-Ubiquitin-Ligase, die Immunrezeptorsignale reguliert; ideal für immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CBLB Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	Cbl-b; RNF56; Nbla00127; CBLB
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	868
GenID	868
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 883-982 von humanem CBLB entspricht (NP_001308717.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13191
Proteingewicht	109 kDa
Versand	Eisbeutel