


Anti-Cblc Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9ULv8

Artikelnummer: CM0025575



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes CBLC (E3-Ubiquitin-Protein-Ligase CBL-C) gerichtet ist, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human und Maus. Ideal für Studien zur Ubiquitinierung und EGFR-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CBLC Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CBL-3; RNF57; CBL-SL; CBLC
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	23624
Gen-ID	23624
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9ULV8
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel