

## Anti-Cbll1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q75N03

Artikelnummer: CM0017644

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CBLL1 (HAKAI/RNF188), eine E3-Ubiquitin-Ligase. Validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für die Erforschung von Ubiquitinierungs- und m6A-Methylierungswegen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CBLL1 Kaninchen pAb                                                                                                       |
| Bemerkungen/Alias | HAKAI; RNF188; CBLL1                                                                                                      |
| Spezies           | Human                                                                                                                     |
| Gen-ID (Human)    | 79872                                                                                                                     |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-240 von humanem CBLL1 (NP_079090.2) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                    |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus                                                                                                               |
| SWISS             | Q75N03                                                                                                                    |
| Protein-Gewicht   | 55kDa                                                                                                                     |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                 |