


Anti-Cbp80-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q09161

Artikelnummer: CM0017481



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen CBP80 (NCBP1) für Western Blot, IHC-P und ELISA. Validiert für Mensch und Maus. CBP80 ist Bestandteil des Cap-Bindungskomplexes und an der mRNA-Verarbeitung und dem mRNA-Export beteiligt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CBP80-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NCBP; Sto1; CBP80
Art	Mensch
Gen-ID	4686 (Mensch)
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen CBP80 (NP_002477.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q09161
Proteingewicht	92 kDa
Versand	Kühlakku