


Anti-Cbr1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P16152

Artikelnummer: CM0007140



Einführung

CBR1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf Carbonylreduktase 1, die am Xenobiotika-Stoffwechsel und der Prostaglandin-Synthese beteiligt ist. Ideal für Forschungs- und Diagnostikanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CBR1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CBR; hCBR1; PG-9-KR; SDR21C1; CBR1
Spezies	Mensch
Gen-ID	873
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16152
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Eisbeutel