

Anti-Cbr1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P16152

Artikelnummer: CM0002093

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches Carbonyl Reductase 1 (CBR1). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch und Maus. Geeignet für die Untersuchung der Carbonylreduktion, Glukokortikoid-Stoffwechsel und Drug-Detoxifikation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CBR1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CBR; hCBR1; PG-9-KR; SDR21C1; CBR1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	873
GenID	873
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P16152
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel