


Anti-Cbr1 Kaninchen-Polyklonale Antikörper Für Wb - P16152

Artikelnummer: CM0022013



Einführung

Kaninchen-polyklonale Antikörper gegen humanes CBR1, knockout-validiert für Western Blot und ELISA. Detektiert endogenes CBR1 in Proben von Mensch und Maus. Erforschung der Carbonylreduktion, Arzneimittelstoffwechsel und Prostaglandinsynthese. Molekulargewicht ~30 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] CBR1 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	CBR; hCBR1; PG-9-KR; SDR21C1; R1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	873
GenID	873
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-277 des humanen CBR1 (NP_001748.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P16152
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel