


Anti-Cbr4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N4T8

Artikelnummer: CM0030983



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes CBR4 (SDR45C1) gerichtet ist, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Ratte. CBR4 ist eine mitochondriale 3-Oxoacyl-[ACP]-Reduktase, die an der Fettsäurebiosynthese und der Chinon-Detoxifikation beteiligt ist. Ideal für Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CBR4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SDR45C1; CBR4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	84869
Gen-ID	84869
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-237 von humanem CBR4 (NP_116172.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q8N4T8
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel