

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Cbs-Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P35520

Artikelnummer: CM0013695



Einführung

Kaninchen-pAb gegen CBS für WB, IF-P, ELISA. Erkennt die 61 kDa große Cystathionin-beta-Synthase in Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Homocystein-Metabolismus und der Signalübertragung durch Schwefelwasserstoff.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CBS-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CBSL; HIP4; CBS
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	875
GeneID	875
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35520
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Kühlakku