


Anti-Cbx7 Polyklonaler Antikörper Für Wb - O95931

Artikelnummer: CM0022903



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CBX7, validiert für WB-Anwendungen. Erkennt ein Band bei 28kDa. Ideal für die Untersuchung von Polycomb-Gruppen-vermittelter transkriptioneller Repression und Krebs-Epigenetik. Kreuzreagiert mit human.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CBX7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CBX7
Spezies	Human
GeneID (Human)	23492
GeneID	23492
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 162-251 von humanem CBX7 enthält (NP_783640.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O95931
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel