


Anti-Cbx8 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hc52

Artikelnummer: CM0030228



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen CBX8 (Chromobox-Protein-Homolog 8) für WB-, IHC-P- und ELISA-Anwendungen. Validiert für Mensch, Maus, Ratte. Rekombinantes Immunogen. Ideal für Chromatin- und epigenetische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CBX8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PC3; RC1; CBX8
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	57332
Gen-ID	57332
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 80-280 des humanen CBX8 (NP_065700.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9HC52
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eistasche