

Anti-Ccar1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q8lx12

Artikelnummer: CM0027569

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches CCAR1 für Western Blot, Immunpräzipitation und ELISA. Erkennt CCAR1 in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Apoptose, Zellzyklus und Krebswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCAR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CCAR1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55749
GenID	55749
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-200 des menschlichen CCAR1 (NP_060707.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8IX12
Proteingewicht	133 kDa
Versand	Eisbeutel