

Anti-Ccar1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q8Ix12

Artikelnummer: CM0015914

Einführung

CCAR1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IP, ELISA in Human, Maus, Ratte. CCAR1 ist ein transkriptioneller Koregulator und Apoptose-Regulator, der am Zellzyklusfortschritt und an Krebs beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCAR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CCAR1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55749
GenID	55749
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-200 von menschlichem CCAR1 (NP_060707.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8IX12
Proteingewicht	133kDa
Versand	Eisbeutel