

Anti-Ccar2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P Und Elisa - Q8N163

Artikelnummer: CM0026957



Einführung

Der CCAR2 Kaninchen-Polyklonale Antikörper reagiert mit humanem, murinem und ratten CCAR2 (DBC1). Validierter Antikörper für Western Blot, IHC-P und ELISA. Rekombinantes Immunogen. Geeignet für Apoptose-, Transkriptionsregulations- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCAR2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DBC1; DBC-1; NET35; p30DBC; p30 DBC; KIAA1967; CCAR2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	57805
Gen-ID	57805
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 654-923 von humanem CCAR2 enthält (NP_066997.3).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8N163
Proteingewicht	103kDa
Versand	Eisbeutel