

Anti-Ccbl1 Polyklonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q16773

Artikelnummer: CM0029080



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen CCBL1 (Kynurenin-Oxoglutarat-Transaminase 1), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Nützlich für Studien zum Tryptophankatabolismus und Cysteinkonjugat-Beta-Lyase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCBL1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	GTK; KAT1; KATI; CCBL1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	883
GenID	883
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-270 des menschlichen CCBL1 (NP_001116144.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16773
Proteinmasse	48 kDa
Versand	Eisbeutel