


Anti-Ccdc124 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ct7

Artikelnummer: CM0017235



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CCDC124, einen Ribosomen-Hibernations- und Cytokinese-Regulator. Validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für Zellzyklus- und Translationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCDC124 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Lso2; oxs1; CCDC124
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	115098
Gen-ID	115098
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-223 von humanem CCDC124 (NP_612451.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96CT7
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel