


Anti-Ccdc124 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ct7

Artikelnummer: CM0013863



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen CCDC124 (Lso2, oxs1). Validiert in WB, IHC-P, ELISA für Mensch, Maus, Ratte. Zielprotein beteiligt an Ribosomen-Hibernation und Cytokinese. Molekulargewicht 26kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCDC124 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	Lso2; oxs1; CCDC124
Spezies	Mensch
GeneID	115098
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-223 des humanen CCDC124 (NP_612451.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96CT7
Protein-Gewicht	26kDa
Versand	Eistasche