

Anti-Ccdc137 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6Pk04

Artikelnummer: CM0023106

Einführung

CCDC137 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der auf das humane Coiled-Coil-Domänen-enthaltende Protein 137 abzielt und für Western Blot und ELISA validiert ist. Geeignet für die Untersuchung von Chromosom-assoziierten Proteininteraktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCDC137 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RaRF, CCDC137
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	339230
GeneID	339230
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 213-288 von humanem CCDC137 (NP_954981.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q6PK04
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel