

## Anti-Ccdc50-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Ivm0

Artikelnummer: CM0018992



### Einführung

CCDC50-Kaninchen-pAb von CamelBio ist ein für WB und ELISA validierter polyklonaler Antikörper, der menschliches, Maus- und Ratten-CCDC50 (YMER) erkennt. Ideal für Studien zur EGFR-Signalübertragung und zu Interaktionen zytoplasmatischer Proteine.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CCDC50-Kaninchen-pAb                                                                                                     |
| Bemerkungen/Alias | YMER, C3orf6, DFNA44, CCDC50                                                                                             |
| Art               | Mensch                                                                                                                   |
| GeneID (Mensch)   | 152137                                                                                                                   |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 10-147 des menschlichen CCDC50 (NP_777568.1) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                   |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                      |
| SWISS             | Q8IVM0                                                                                                                   |
| Proteingewicht    | 36 kDa                                                                                                                   |
| Versand           | Ice-Pack                                                                                                                 |