

Anti-Ccdc6 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16204

Artikelnummer: CM0023735

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CCDC6, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Onkologie- und Zellbiologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCDC6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H4; PTC; TPC; PTC1; TST1; D10S170; CCDC6
Spezies	Human
GeneID	8030 (Human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 55-222 von humanem CCDC6 (NP_005427.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q16204
Protein-Gewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel