

Anti-Ccdc61 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y6R9

Artikelnummer: CM0018695



Einführung

CCDC61 polyklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA in humanen Proben. Forschungsinstrument für Studien zu zentrosomalen Proteinen, Zentriolenkohäsion und Mikrotubuli-Verankerung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCDC61 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	VFL3; hVFL3; CCDC61
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	729440
Gen-ID	729440
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 352-531 des humanen CCDC61 (NP_001073871.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9Y6R9
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel