

Polyklonaler Anti-Ccdc88A-(Girdin)-Antikörper Für Wb, Elisa - Q3V6T2

Artikelnummer: CM0022035



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-CCDC88A-(Girdin)-Antikörper, validiert für Western Blotting (WB) und ELISA, der auf humanes CCDC88A/Girdin (UniProt Q3V6T2) abzielt. Ideal für Untersuchungen zur Zellmigration, EGFR-Signalübertragung und zum Zytoskelett.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCDC88A Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	APE; GIV; GRDN; PEHO; HkRP1; PEHOL; GIRDIN; KIAA1212; CCDC88A
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	55704
GeneID	55704
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1571–1870 des humanen CCDC88A (NP_001129069.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q3V6T2
Proteingewicht	216 kDa
Versand	Kühlakku