

Anti-Ccdc92 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q53Hc0

Artikelnummer: CM0030663

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches CCDC92 gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde. CCDC92 spielt eine Rolle in der angeborenen Immunität und hemmt die Replikation des Ebolavirus. Geeignet für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCDC92 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CCDC92
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	80212
GenID	80212
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q53HC0
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel